

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POKRYCIA FLEX (AK/BK)

Flex to protetyczne pokrycie kosmetyczne zaprojektowane dla protez kończyn. Jest to wyposażenie, stanowiące warstwę dekoracyjną dla protez kończyn. Stosuje się je dla osób po amputacji kończyny dolnej - udowej powyżej kolana (AK) lub gołeniowej poniżej kolana (BK). Przed założeniem pokrycia na protezę **proszę zapoznać się z zaleceniami producenta protezy**, dotyczącymi jej użytkowania. Założenie pokrycia Flex AK i Flex BK powinno zostać wykonane przez sprzedawcę protezy kończyny, zakład protetyczny lub przedszkolonego fachowca. Użytkownika należy poinstruować o prawidłowym postępowaniu z produktem.

Pokrycie Flex

Zakładanie i zdejmowanie Flex AK lub Flex BK odbywa się poprzez odkręcenie stopy i włożenie pokrycia od dołu. Najczęściej w pokryciu należy wywiercić otwór fi 8mm (lub dwa) z tyłu w celu umieszczenia klucza imbusowego. Otwory należy zakryć specjalną zaślepką dostarczoną z pokryciem. Zakładając Flex należy najpierw odkręcić **jedynie dwie sąsiednie** śruby mocujące piramidę stopy. Zdjąć stopę i wsunąć pokrycie Flex na protezę do oporu. Aby dostać się do śrub mocujących stopę, można odchylić lekko dolną część pokrycia. Następnie przyłożyć stopę i przykręcić ją dokładnie w to samo miejsce, co przed założeniem pokrycia Flex. Następnie lekko zsunąć pokrycie w dół, tak aby weszło ono na muszlę stopy. Wszystkie śruby mocujące piramidę stopy przykręcamy kluczem dynamometrycznym zgodnie z zaleceniami producenta protezy, stosując dodatkowo specjalny klej do gwintów. Wskazane jest aby Flex BK zamocować do leja za pomocą taśmy dwustronnej.



ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Stosując pokrycie Flex, proszę uwzględnić wytyczne producenta protezy, co do sposobów jej użytkowania.
- Jeżeli Flex ma być użytkowany przez dzieci, muszą zostać pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania. Konserwacja pokrycia musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.
- O ile konstrukcja protezy kolana umożliwi klękanie, wówczas podczas użytkowania pokrycia Flex proszę zachować ostrożność przy klękaniu oraz w miarę możliwości zastosować miękkie podłoże (np. podkładając coś miękkiego pod kolano).
- Trzymać z dala od źródła ognia.
- Unikać narażania nakładki na silne uderzenia, ściskanie elementów nakładki oraz na kontakt z ostrymi przedmiotami.
- Nie wystawiać na długotrwałe silne nasłonecznienie, nie stawiać w pobliżu źródła ciepła.
- Nie stosować preparatów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia.
- Jeśli proteza nie jest wodoodporna lub do uprawiania sportów wodnych, przy użytkowaniu pokrycia Flex zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności z użyciem wody, aby nie zamoczyć protezy kolana lub stopy.

Konserwacja

- Czyścić wilgotną ściereczką.
- Po zdjęciu pokrycia Flex z protezy można czyścić je delikatnie ściereczką nasączoną wodą lub zanurzyć w wodzie. Do usunięcia zanieczyszczeń można użyć delikatnego środka czyszczącego w płynie lub mydła, wytrzeć do sucha.

WARUNKI GWARANCJI POKRYCIA FLEX

§1

NEXTT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (ul. Harcerska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000470222 oraz posiadająca numer NIP 643-176-35-79, zapewnia użytkownika o dobrej jakości produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna.

§2

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczy się od daty nabycia produktu, jednak nie więcej niż 13 miesięcy od daty produkcji. Wady produktu w okresie gwarancji powinny być zgłaszane mailem na adres nextt@nextt.pl.

§3

W przypadku wad lub uszkodzeń produktu mających wpływ na funkcjonalność produktu ujawnionych w okresie gwarancji NEXTT Sp. z o.o. bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie najkrótszym terminie, pod warunkiem, że produkt jest używany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek normalnego użytkowania, a także czynności związane z konserwacją i czyszczeniem produktu.

§4

Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych aniżeli tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu (tj. innych aniżeli wady powstałe z winy producenta na skutek wad fabrycznych i materiałowych). W szczególności gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli uszkodzenie powstało z winy kupującego. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek :

- Uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, przegrzania produktu
- Nadmiernej eksploatacji produktu
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji
- Ingerencji w produkt, samowolnych napraw, przeróbek i zmian w produkcie, ingerencji nieuprawnionych osób trzecich
- Użycia niewłaściwych materiałów konserwujących
- Zabrudzenia, przebarwień na skutek kontaktu z substancjami chemicznymi lub kosmetykami