



Flex Neo MAX BK
Transtibial




XT
COVER


Nextit
FLEX COVERS

Nombre del paciente (opcional):

Circunferencia del encaje para la parte proximal del cover (mm)




Para tomar la medida correctamente, marque la altura del cover, a lo largo de la circunferencia, y coloque una regla debajo de las marcas en varios lugares. La medición debe hacerse con mucho cuidado porque de moverse la regla, aunque sean unos pocos milímetros, hacia arriba o hacia abajo, provocaría una lectura incorrecta de la circunferencia en varios centímetros.



¿Deberíamos hacer un agujero para el PIN si lo hay?


☐ No



3

Altura del cover (cm)

1



A [mm]


B [mm]

Fabricante, modelo y talla del pie

Por ejemplo : OB Taleo 1C50 L29

OPCIÓN – Rodillera de silicona

El cover queda por debajo de la rodillera de silicona, o bien, no lleva rodillera



El cover queda colocado por encima de la rodillera de silicona, es decir, la rodillera queda colocada entre el cover y el encaje



Tubo (mm)

☐ 30

☐ 34

e.g.:
4WR95=3

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles

☐ 25 ☐ 45 ☐ 65 ☐ 85

Colores brillantes y barniz mate.

☐ Skin1 ☐ Skin2 ☐ Skin3

☐ Skin4 ☐ Graphite ☐ Negro

☐ Mate (coste adicional)

Tatuaje (coste adicional)

Disponible solo para tono de Skin1 - Skin4 color

☐ Número del catálogo de la web de next: ej 07-1001

☐ Propio

Lista de verificación:




Una foto del pie desde la distancia de 1 metro.

Muy importante la posición del objetivo.



Tome 4 fotos La cámara debe colocarse perpendicular a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben estar centradas en la foto. Recuerde que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluido el encaje. Por favor, quite los zapatos, calcetines o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.

Los pacientes no necesitan quitarse los calcetines de la pierna sana.



Escaneo de la pantorrilla de un paciente, posiblemente con prótesis.



Escaneo de la pantorrilla de un paciente, posiblemente con prótesis.



Format: stl; obj



- Desde la fábrica la parte baja del cover es plana.
- En ese caso, la parte de abajo se puede pulir para la forma del pie.