


**Obwód pokrycia w [cm]**

Zalecamy pomniejszenie obwodów łydki o kilka procent a nawet o kilkanaście w przypadku bardzo dużej łydki. Według naszej opinii i opinii naszych klientów pokrycia Flex wyglądają dobrze gdy obwód nie przekracza 40 cm.



Dla takich przegubów jak Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo minimalny obwód wynosi 38 cm.



A [mm]

B [mm]

**Producent, typ oraz rozmiar stopy**

Np. OB Taleo 1C50 L29

**Producent oraz typ kolana**

Np. OB 3R80

**Adapter**

30

34

Na przykład:  
4WR95=3

**Kolory matowe i półmaty - tatuaże niedostępne**

- |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 81 |
| <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 63 | <input type="checkbox"/> 83 |
| <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 65 | <input type="checkbox"/> 85 |

**Kolory błyszczące & lakier matowy**

- |                                    |   |                                    |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cielisty1 | <input type="checkbox"/> Cielisty2                        | <input type="checkbox"/> Cielisty3 |
| <input type="checkbox"/> Grafitowy | <input type="checkbox"/> Szary                            | <input type="checkbox"/> Biały     |
| <input type="checkbox"/> Czarny    | <input type="checkbox"/> Lakier matowy (dodatkowo płatny) |                                    |

**Tatuaż (dodatkowo płatny)**

Dostępne tylko dla kolorów - Cielisty1,2,3, Biały i Szary.

Nr katalogowy  
np; 08-1001

Własny

**Lista dokumentów do przesłania :**


**Zdjęcie stopy lub samej muszli.**

Zarówno krawędź zewnętrzna jak i wewnętrzna konturu muszli muszą być widoczne. Obiektów aparatu musi znajdować się prostopadle do piramidy.




**4 zdjęcia** Aparat musi być ustawiony prostopadle do nóg, w niskiej pozycji, a noga i proteza muszą być wyśrodkowane na zdjęciu. Należy pamiętać, że wszystkie elementy protezy muszą być całkowicie widoczne, łącznie z lejem. Proszę zdjąć buty, skarpetki i wszelkie przedmioty zakrywające protezę.

**Pacjenci nie muszą zdejmować skarpet ze zdrowej nogi.**




Skan protezy i nogi pacjenta

Skan całej protezy, bez pacjenta.




Format: stl; obj



**Zdjęcie leja z naniesionymi punktami** gdzie zostały zmierzone obwody.



## Obwody leja na wysokościach co 50 mm



- Jeżeli dostarczone pokrycie nie posiada otworu na zawór-wentyl, a jest wymagany, to należy go wykonać.
- Po zamocowaniu pokrycia, dolna jego część powinna być około 5-6 cm poniżej górnej części kolana protetycznego.
- Szczegółowe dane dotyczące montażu pokrycia znajdują się na stronie internetowej oraz dostarczane są łącznie z produktem.



- Wszystkie nasze covery można skrócić od dołu o kilkanaście mm..
- W stanie fabrycznym dolna część covera jest płaska.
- W przypadku stopy jak na rysunku, dolną część covera można zeszlifować do kształtu stopy.

**KOLORY - NIE PRZESYŁAĆ.**

Kolory matowe i półmaty - tatuaże niedostępne



Kolory błyszczące - dostępne tatuaże

