


Formularz zamówień - Flex BK (Podudzie)




Obwód leja na wysokości pokrycia Flex w [mm]




Aby prawidłowo dokonać pomiaru prosimy zaznaczyć w kilku miejscach wysokość pokrycia oraz umieścić miarkę poniżej zaznaczenia. Pomiaru należy dokonywać bardzo dokładnie, ponieważ przesunięcie miarki o kilka milimetrów w górę lub w dół powoduje błędny odczyt obwodu nawet o kilka centymetrów. Jeżeli cover będzie znajdować się na rękawie silikonowym to należy dokonać pomiaru obwodu lejka łącznie z rękawem.





Wysokość pokrycia w [mm]

W przypadku parabolicznej muszli stopy, pomiar wysokości musi uwzględniać najniższy punkt. W takim przypadku cover należy samodzielnie zeszlifować do kształtu stopy.




A [mm]

B [mm]

Producent, typ oraz rozmiar stopy

Np. OB Taleo 1C50 L29



25 cm

40 cm

20 cm

35 cm

15 cm

30 cm

Adapter

☐ 30

☐ 34

Nowe kolory

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Wpisz numer:



- powierzchnia matowa jako standard
- tatuaże nie są dostępne

Kolor

☐ Cielisty1

☐ Cielisty3

☐ Grafitowy

☐ Biały

☐ Szary

☐ Czarny

☐ Lakier matowy (dodatkowo płatny)

Tatuaż (dodatkowo płatny)

Dostępne tylko dla kolorów - Cielisty3, Biały i Szary.

☐ Nr katalogowy np.: 08-1001

☐ Własny

Lista dokumentów do przesłania :

☐


Zdjęcie stopy lub samej muszli.

Zarówno krawędź zewnętrzną jak i wewnętrzną konturu muszli muszą być widoczne. Obiektów aparatu musi znajdować się prostopadle do piramidy.


☐

4 zdjęcia,

jak pokazano na powyżej. Aparat musi być ustawiony prostopadle do nóg, w niskiej pozycji, a noga i proteza muszą być wyśrodkowane na zdjęciu. Należy pamiętać, że wszystkie elementy protezy muszą być całkowicie widoczne, łącznie z lejem. Proszę zdjąć buty, skarpetki i wszelkie przedmioty zakrywające protezę.



☐

Zdjęcie protezy z miarką

☐
☐



Zdjęcie protezy z boku.

Ustaw aparat tak, aby górna część stopy wyglądała jak linia prosta.



Prześlij formularz i pliki na nextt@nextt.pl albo użyj programu **WeTransfer**.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE - nie przesyłaj.



3

- Zdjęcie protezy z boku z przyłożoną miarką.
- Wszystkie zdjęcia wykonujemy bez butów i skarpetek!



4

- Górna część muszli stopy musi tworzyć linię



- Wszystkie nasze covery można skrócić od dołu o kilkanaście mm..
- W stanie fabrycznym dolna część covera jest płaska.
- W przypadku stopy jak na rysunku, dolną część covera można zeszlifować do kształtu stopy.