


Obwód leja na wysokości pokrycia Flex w [mm]




Aby prawidłowo dokonać pomiaru prosimy zaznaczyć w kilku miejscach wysokość pokrycia oraz umieścić miarkę poniżej zaznaczenia. Pomiaru należy dokonywać bardzo dokładnie, ponieważ przesunięcie miarki o kilka milimetrów w górę lub w dół powoduje błędny odczyt obwodu nawet o kilka centymetrów. Jeżeli cover będzie znajdować się na rękawie silikonowym to należy dokonać pomiaru obwodu lejka łącznie z rękawem.




Wysokość w [mm]

Mierzmy od poziomu muszli stopy do górnej części pokrycia. Przerwa pomiędzy coverem a stopą zostanie przez nas uwzględniona, w zależności od rodzaju stopy.



1



A [mm]

B [mm]

Producent, typ oraz rozmiar stopy

Np. OB Taleo 1C50 L29

Rękaw silikonowy - opcja

Cover pod rękawem albo bez rękawa

☐


Cover na rękawie czyli rękaw jest pomiędzy lejem a coverem

☐


Adapter

☐ 30

☐ 34

Nowe kolory

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Wpisz numer:



- powierzchnia matowa jako standard
- tatuaże nie są dostępne

Kolor

- ☐ Cielisty1
☐ Cielisty3
☐ Grafitowy
☐ Biały
☐ Szary
☐ Czarny
☐ Lakier matowy (dodatkowo płatny)

Tatuaż (dodatkowo płatny)

Dostępne tylko dla kolorów - Cielisty3, Biały i Szary.

☐ Nr katalogowy np; 08-1001

☐ Własny

Lista dokumentów do przesłania :


☐

Zdjęcie stopy lub samej muszli.

Zarówno krawędź zewnętrzna jak i wewnętrzna konturu muszli muszą być widoczne. Obiektyw aparatu musi znajdować się prostopadle do piramidy.


☐

4 zdjęcia, jak pokazano na powyżej. Aparat musi być ustawiony prostopadle do nóg, w niskiej pozycji, a noga i proteza muszą być wyśrodkowane na zdjęciu. Należy pamiętać, że wszystkie elementy protezy muszą być całkowicie widoczne, łącznie z lejem. Proszę zdjąć buty, skarpetki i wszelkie przedmioty zakrywające protezę.


☐

Skan protezy i nogi pacjenta



Format


.stl

.obj




BARDZO WAŻNE INFORMACJE - nie przesyłaj.

1



2



- Wszystkie nasze covery można skrócić od dołu o kilkanaście mm..
- W stanie fabrycznym dolna część covera jest płaska.
- W przypadku stopy jak na rysunku, dolną część covera można zeszlifować do kształtu stopy.

NOWE KOLORY - NIE PRZESYŁAĆ.

