


Obwody leja na wysokościach co 50 mm



Aby prawidłowo dokonać pomiaru prosimy zaznaczyć w kilku miejscach wysokość pokrycia oraz umieścić miarkę poniżej zaznaczenia. Pomiaru należy dokonywać bardzo dokładnie, ponieważ przesunięcie miarki o kilka milimetrów w górę lub w dół powoduje błędny odczyt obwodu nawet o kilka centymetrów.

Adapter
Nad kolaniem

- 30
- 34

Na przykład:
4WR95=3

Nowe kolory

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Wpisz numer:

- powierzchnia matowa jako standard
- tatuaże nie są dostępne

Kolor

- Cielisty1
- Cielisty3
- Grafitowy
- Biały
- Szary
- Czarny
- Lakier matowy (dodatkowo płatny)


Tatuaż (dodatkowo płatny)

Dostępne tylko dla kolorów - Cielisty3, Biały i Szary.

Nr katalogowy np: 08-1001

Własny


Wysokość covera [mm]



Mierzymy od końca kolana

Lista dokumentów do przesłania :


4 zdjęcia, jak pokazano na powyżej. Aparat musi być ustawiony prostopadle do nóg, w niskiej pozycji, a noga i proteza muszą być wyśrodkowane na zdjęciu. Należy pamiętać, że wszystkie elementy protezy muszą być całkowicie widoczne, łącznie z lejem. Proszę zdjąć buty, skarpetki i wszelkie przedmioty zakrywające protezę.



UWAGI :



- Jeżeli dostarczone pokrycie nie posiada otworu na zawór-ventyl, a jest wymagany, to należy go wykonać.
- Po zamocowaniu pokrycia, dolna jego część powinna być około 5-6 cm poniżej górnej części kolana protezy.
- Szczegółowe dane dotyczące montażu pokrycia znajdują się na stronie internetowej oraz dostarczane są łącznie z produktem.



NOWE KOLORY - NIE PRZESYLAĆ.

