

FLEX NEO AK  
LIMITOWANA EDYCJA  
AMPUTACJA UDOWA

 **NextIt**



Nowy design.

Nowa konstrukcja - brak rzepów.


Szybkie zakładanie dzięki magnesom.

## DANE TECHNICZNE


- Dla poniższych kolan nie stosuje się rzepów. Covery są w pełni samonośne.
- Pozostałe kolana na zapytanie.



- C-Leg; C-Leg3; C-Leg4; Kenevo; Genium; Genium X3 (bez protektora)
- 3R60; 3R60 pro; 3R78; 3R90; 3R92; 3R93; 3R80; 3E80; 3R106; 3R106 pro
- Rheo Knee; Rheo Knee XC; Mauch; Balance OFM1; Total 1900; Total 2000; Total 2100
- Plie 3
- VGK



36; 38; 40; 42 cm





35; 40(5); 46(6); 53(7) cm\*  
Albo dowolna z przedziału: 35-53 cm  
\* covery można skracać max. o wartości podane w nawiasach



*W przypadku stóp o parabolicznej muszli pomiar wysokości musi uwzględniać najniższy punkt. Cover w takim przypadku należy zeszlifować samodzielnie do kształtu stopy.*

*Pomiędzy coverem a stopą pozostaje szczelina około 7 mm. Dla bardzo miękkich stóp, np. z włókna węglowego, odległość ta powinna być znacznie większa niż 7 mm.*



Wymiary wewnętrzne elipsy  
58 mm X 85 mm



*Przed wysłaniem zamówienia prosimy o sprawdzenie czy stopa zmieści się wewnątrz covera.*

- Kształt covera - symetryczny.
- Waga : około 600 g.
- Wodoodporność - 100%.
- Tatuże - opcja dodatkowo płatna.
- Wykończenie matowe - opcja dodatkowo płatna.

# ZAMAWIANIE

Poniżej podano przykładowe zamówienie :

CLeg4 - 38,4 - Czarny - 40 - Mat - 34

**Kolano:**

CLeg; CLeg3; CLeg4  
Kenevo  
Genium  
GeniumX3 (bez obudowy)  
3R60; 3R60 pro  
3R78  
3R80; 3E80  
3R90  
3R92  
3R93  
3R106; 3R106 pro  
Rheo Knee; Rheo Knee XC  
Total 1900; 2000; 21000  
Mauch; Balance OFM1  
Plie3; VGK

**Wysokość:**

35 cm  
40 cm  
46 cm  
53 cm  
Albo dowolna  
z przedziału  
35-53 cm

**Kolor:**

Czarny  
Biały  
Cielisty  
Czerwony  
Niebieski  
Żółty

**Obwód:**

36 cm  
38 cm  
40 cm  
42 cm

**Wykończenie:**

Połysk  
Mat

**\* Adapter:**

30 mm  
34 mm

*\* Adapter - wymagane tylko dla kolan, które mają możliwość zastosowania adaptera 30 lub 34mm*

Zamówienie można wysłać mailem na adres [nextt@nextt.pl](mailto:nextt@nextt.pl),  
albo skorzystać z formularza on-line na stronie internetowej.

Nextt Sp. z o.o.  
ul. Harcerska 6  
41-103 Siemianowice Śląskie  
[www.nextt.pl](http://www.nextt.pl)  
[www.nexttprosthetics.com](http://www.nexttprosthetics.com)

NIP: 6431763579  
tel. +48 537 477 177  
tel. +48 733 007 343  
[nextt@nextt.pl](mailto:nextt@nextt.pl)  
[nextt@nexttprosthetics.com](mailto:nextt@nexttprosthetics.com)